



PROTOCOLO PARA DOCUMENTAÇÃO TRIDIMENSIONAL

Guia para Ortognática

PROTOCOLO PARA O PEDIDO DE TOMOGRAFIA NA CLÍNICA RADIOLÓGICA:

- A tomografia deve ser feita somente após a finalização do preparo ortodôntico.
- Avisar o radiologista da indicação para reconstrução 3D (evitar tomógrafos com pouco contraste que prejudicam a reconstrução)
- Cabeça inteira (não remover os côndilos).
- O paciente deve estar em **MÁXIMA INTERCUSPIDAÇÃO e IMÓVEL**.
- Não usar bandagens ou apoio para estabilizar o paciente que deformem o tecido mole da face.

- Matrix: 512 x 512.
- Campo de visão: entre 140 mm e 170 mm.
- Inclinação da armação: 0°.
- Espaçamento por rotação: 1,0mm.
- Algoritmo de reconstrução: osso ou alta resolução.
- Espessura do corte: 1,0 mm.
- Intervalo de reconstrução: 1,0 mm.

ENVIO DOS ARQUIVOS DA TOMOGRAFIA:

- Enviar a pasta ou as pastas com os arquivos originais numerados (**SÉRIE LAUDO**). Os arquivos podem ter a extensão *.DCM ou não. Em caso de dúvida enviar todos os arquivos do CD

PROTOCOLO PARA O PEDIDO DE MODELOS DIGITAIS NA CLÍNICA RADIOLÓGICA (total de 4 arquivos no formato *.STL):

- Digitalizar Arcada Superior.
- Digitalizar Arcada Inferior.
- Digitalizar Máxima intercuspidação INICIAL (maloclusão).
- Digitalizar Máxima Intercuspidação FINAL (oclusão ideal após a cirurgia).
- **NÃO SERÁ ACEITO** modelo de gesso zoocalado e/ou polido para digitalização na aditiv.

REGISTRO DE MORDIDA DO PACIENTE (em caso de modelo físico):

- Enviar dois registros. Um da maloclusão atual do paciente e outro da oclusão final ideal após a cirurgia (os modelos de gesso também podem ser colados com cola quente na posição desejada).
- **NÃO SERÁ ACEITO REGISTRO EM CERA!** No mínimo silicona de condensação pesada. Um registro bem feito é essencial para o sucesso.

COMUNICAÇÃO DO PROFISSIONAL COM O LABORATÓRIO:

- Nossa equipe estará sempre pronta para discutir e ouvir qualquer comentário sobre o planejamento e execução do caso através dos nossos canais de comunicação (telefone, whatsapp, Skype e e-mail)

PRAZO DE ENTREGA APÓS O RECEBIMENTO DOS ARQUIVOS E DIRETRIZES

- Até sete (7) dias úteis + envio.



TELEFONE	(21) 971693151
EMAIL	contato@aditiv.com.br
SITE	www.aditiv.com.br